# Лабораторная работа 3.4.5

Сидорчук Максим, Б01-304

23 ноября 2024 г.

**Цель работы:** изучение петель гистерезиса ферромагнитных материалов с помощью осциллографа.

**Оборудование:** автотрансформатор, понижающий трансформатор, амперметр и вольтметр (мультиметры), резистор, делитель напряжения, интегрирующая цепочка, электронный осциллогра, тороидальные образцы с двумя обмотками..

#### 1. Теоретическое введение




Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Магнитная индукция  $\vec{B}$  и напряженность магнитного поля  $\vec{H}$  в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряженности, но и от предыстории образца. Связь между индукцией и напряженностью поля типичного ферромагнетика иллюстрирует рис. 1. Если к размагниченному образцу начинают прикладывать магнитное поле, то его намагничивание следует кривой OACD, выходящей из начала координат. Эту кривую называют основной кривой намагничивания.

Индукция  $\vec{B}$  в образце состоит из

индукции, связанной с намагничивающим полем  $\vec{B}$ , и индукции, создаваемой самим намагниченным образцом. В системе СИ эта связь имеет вид

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

где  $\vec{M}$ - намагниченность - магнитный момент единичного объема образца, а  $\mu_0$  - магнитная постоянная.

Намагнитим образец до насыщения - до точки D. Соответствующее значение индукции  $B_s$  называют индукцией насыщения. При уменьшении поля H до нуля зависимость B(H) имеет вид кривой DCE, и при нулевом поле индукция имеет конечное ненулевое значение. Это остаточная индукция  $B_r$ . Чтобы размагнитить образец, то есть перевести его в состояние F, необходимо приложить "обратное" магнитное поле  $H_c$ , которое называют коэрцитивной силой.

Замкнутая кривая *DEFDIEIFIDI*, возникающая при циклическом перемагничивании образца, намагниченного до насыщения, называется *предельной петлей гистерезиса*.

#### 1.1 Измерение магнитной индукции в образцах.

Магнитную индукцию удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Ф в катушке, намотанной на образец:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Тогда отсюда и из формулы  $\Phi = BSN_{\rm M}$  получаем:

$$|B| = \frac{1}{SN_{\rm M}} \int \mathcal{E}dt.$$

Для интегрирования сигнала применяют интегрирующие схемы (рис. 2).




Рис. 2: Интегрирующая RC-цепь

Если выходной сигнал намного меньше входного ( $U_{\rm out} \ll U_{\rm in}$ ,) ток в цепи пропорционален входному напряжению:  $I \simeq \frac{U_{\rm in}}{R}$ , а напряжение на емкости С

$$U_{\rm out} \simeq \frac{1}{RC} \int U_{\rm in} dt.$$

Этот вывод тем ближе к истине, чем больше постоянная  $\tau = RC$  пре-

восходит характерное время процесса (например, его период). Для синусоидальных напряжений

$$U_{\text{out}} = \frac{U_{\text{in}}}{RC\Omega},$$

где  $\Omega$  - частота сигнала.

В итоге, обозначив параметры интегрирующей цепи через  $R_{\mathtt{u}}$  и  $C_{\mathtt{u}}$ , получаем

$$|B| = \frac{1}{SN_{\text{\tiny H}}} \int U_{\text{in}} dt = \frac{R_{\text{\tiny H}} C_{\text{\tiny H}}}{SN_{\text{\tiny H}}} U_{\text{out}}.$$

#### 2. Экспериментальная установка.

Схема экспериментальной установки показана на рис. 3.

Действующее значение переменного тока в обмотке N0 измеряется амперметром A (мультиметром GDM). Последовательно с амперметром включено сопротивление  $R_0$ , напряжение с которого подается на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке  $N_0$ , а следовательно и напряженности H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции В с измерительной обмотки  $N_{\rm U}$  на вход интегрирующей RC -цепочки подается напряжение  $U_{\rm U}$  (UBX), пропорциональное производной  $\dot{B}$ , а с выхода снимается напряжение  $U_{\rm C}(U_{\rm out})$ , пропорциональное величине В , и подается на вход Y осциллограа. Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y ) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, во-первых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, каким значениям В и H соответствуют эти напряжения (или токи).




Рис. 3: Схема установки для исследования намагничивания образцов

## 3. Ход работы

1. Запишем данные установки:

 $R_0 = 1$ Ом  $R_{\rm m} = 20$ кОм  $C_{\rm m} = 20$ мк $\Phi$ 

Параметры тороидальных образцов:

- **Кремниевое железо** Fe-Si:  $N_0=75$  витков;  $N_{\tt w}=400$  витков;  $S=2.85{\rm cm}^2$ ;  $2\pi R=11{\rm cm}$ .
- Пермаллой Fe-Ni:  $N_0=40$  витков;  $N_{\tt m}=200$  витков;  $S=4.5{\rm cm}^2;\, 2\pi R=14.1{\rm cm}.$
- Феррит:  $N_0 = 85$  витков;  $N_{\text{и}} = 300$  витков;  $S = 3.0 \text{см}^2$ ;  $2\pi R = 24 \text{см}$ .
- 2. Соберем схему (рис. 3) и настроим оборудование.
- 3. Для каждого образца сфотографируем предельную петлю. Запишем значения коэффициентов усиления  $K_x$  и  $K_y$ , ток  $I_{\ni \Phi}$ . Измерим двойные амплитуды для коэрцитивной силы 2x(c) и индукции насыщения 2y(s). Результаты таковы:
  - Кремниевое железо:

$$K_x=200\frac{{
m MB}}{{
m дел}},\,K_y=100\frac{{
m MB}}{{
m дел}},\,I_{
m эф}=1.03{
m A}.$$
 При этом  $2x=10.0$ дел,  $2y=6.3$ дел.




Рис. 4: Петля гистерезиса для кремниевого железа

#### • Пермаллой:

$$K_x=100 \frac{{
m MB}}{{
m дел}},~K_y=100 \frac{{
m MB}}{{
m дел}},~I_{
m эф}=218{
m MA}.~$$
При этом  $2x=7.6$ дел,  $2y=4.0$ дел.




Рис. 5: Петля гистерезиса для пермаллоя

### • Феррит:

$$K_x = 500 \frac{\text{мB}}{\text{дел}}, K_y = 50 \frac{\text{мB}}{\text{дел}}, I_{\text{эф}} = 92.6 \text{мA}.$$
 При этом  $2x = 7.4 \text{дел}, 2y = 4.0 \text{дел}.$ 




Рис. 6: Петля гистерезиса для феррита

4. Снимем для каждого образца начальную кривую намагничивания (табл. 1-3), плавно уменьшая ток до нуля и отмечая вершины частных петель. По этим данным построим эти кривые (рис. 4-6).

Таблица 1: Начальная кривая намагничивания кремнистого железа

													0.2	
y	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2	1.6	1.4	1.2	0.8	0.2	0




Рис. 7: Начальная кривая намагничивания кремнистого железа - график

Таблица 2: Начальная кривая намагничивания пермаллоя

									1.4		
y	2	1.9	1.8	1.4	1.2	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0




Рис. 8: Начальная кривая намагничивания пермаллоя - график

Таблица 3: Начальная кривая намагничивания феррита

	3.6	1		l			l	l	l	
y	4	3.8	3.6	3.3	3	2.8	2	1.6	0.8	0.4




Рис. 9: Начальная кривая намагничивания феррита - график

5. Восстановим предельные петли для образцов. Рассчитаем цену деления ЭО для петли для оси X (в  $\frac{A}{M}$ ) по формуле

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R},$$

где  $I = \frac{K_x}{R_0}$ , и в Теслах на деление для оси Y по формуле

$$B = \frac{R_{\text{\tiny M}} C_{\text{\tiny M}} U_{\text{out}}}{S N_{\text{\tiny M}}}$$

где  $U_{\text{out}} = K_y$ .

• Кремниевое железо:

$$H = 1.17 \frac{A}{M \cdot \text{дел}}$$
.  $B = 0.35 \frac{\text{T}}{\text{дел}}$ .

• Пермаллой:

$$H = 0.03 \frac{A}{M \cdot \text{дел}}$$
.  $B = 0.44 \frac{T}{\text{дел}}$ .

• Феррит:

$$H = 1.77 \frac{A}{M \cdot \text{дел}}. B = 0.22 \frac{T}{\text{дел}}.$$

6. Соединим вход ячейки с обмоткой «6.3 В» трансформатора.

Определим входное напряжение на RC-цепочке:  $U_{\rm in} = 2y \cdot K_y = 2 \cdot 8.0 = 16.0$  В.

Не меняя тока, переключим Y-вход ЭО к выходу ячейки и аналогичным образом определим  $U_{\rm out}=0.02*6.3=0.13$  В.

Определим  $\tau = RC$  по формуле

$$\tau = \frac{U_{\rm in}}{\omega U_{\rm out}} = 0.404 {\rm OM} \cdot \Phi$$

Найдем  $tau_{th}$  - теоретическое значение постоянной времени из параметров RC - цепочки указанных на установке:

$$\tau_{th} = R \cdot C = 0.400 \text{Om} \cdot \Phi$$

Полученные значения достаточно близки чтобы считать их примерно равными (разница в 1%)

- 7. Рассчитаем коэрцитивную силу  $H_c$  и индукцию насыщения  $B_s$  для каждого образца.
  - Кремниевое железо:

$$H_c = 9.4 \pm 0.07 \frac{\text{A}}{\text{M}}$$
  $B_s = 0.84 \pm 0.07 \text{ Tm}$ 

• Пермаллой:

$$H_c = 6.3 \pm 0.07 \frac{\text{A}}{\text{M}}$$
  $B_s = 1.69 \pm 0.07 \text{ Тл}$ 

• Феррит:

$$H_c = 7.1 \pm 0.07 \frac{A}{M}$$
  $B_s = 0.44 \pm 0.07 \text{ Tm}$ 

- 8. Из графиков (4-6) оценим максимальные и минимальные относительные значения дифференциальной магнитной проницаемости.
  - Кремнистое железо:

$$\mu_{min} \simeq 397.11, \, \mu_{max} \simeq 7148.01$$

• Пермаллой:

$$\mu_{min} \simeq 3389.41, \, \mu_{max} \simeq 20336.46$$

• Феррит:

$$\mu_{min} \simeq 332.87, \, \mu_{max} \simeq 1997.24$$